



ノルディトロピン®フレックスプロ®注10mg

使用説明書


1.5mL

ソマトロピン(遺伝子組換え)製剤

処方せん医薬品*

*注意: 医師等の処方せんにより使用すること
貯法: 2~8°Cに遮光して保存すること本剤は成長ホルモンカートリッジが注入器にセットされた
(プレフィルド) 製剤で、0.05~4.0mgまで0.05mgきざみで
設定可能です。本剤のキャップ、カートリッジホルダー及び注入ボタンの
色は規格によって違います。


ノルディトロピン フレックスプロ注10mg	青色
-----------------------	----

JIS T 3226-2に適合するJIS A形(型)専用注射針(使用例
として、ペンニードル)との組み合わせでご使用ください。本剤のお取り扱いには十分ご注意ください。誤った操作に
起因する事故及び故障につきましては、責任を負いかねま
すのでご了承ください。

使用前に本書を必ずお読みください。





- ◆ 本書は大切に保管し、必要なときに取り出して再度読めるようにしてください。
- ◆ わからない点は主治医または弊社ノボボケア相談室にお問い合わせください。
- ◆ 処方された本剤を他の人に渡したり、他の人と一緒に使わないでください。

注射針



△注意

- ◆ 落としたり衝撃を与えないでください。ペンの故障や液漏れの原因となることがあります。
- ◆ 分解・改造しないでください。分解すると使用できなくなります。
- ◆ 成長ホルモンをつめかえて再使用しないでください。



① 注射針の取りつけ

主治医に指示された成長ホルモン製剤であることを、本剤のラベルで確認してください。

1. ペンのキャップをはずします。

カートリッジにひびが入っていたり、液が変色している場合、浮遊物がみられる場合は使用しないでください。ペンを1~2回振って浮遊物がないことを確認してください。



2. ゴム栓をアルコール綿で拭きます。

3. 注射針の保護シールをはがします。

4. ゴム栓にまっすぐ奥まで刺し、止まるまで回してください(A)。

5. 鈎ケースと針キャップをまっすぐ引っぱってはずします(B)。

・針ケースは注射後使用しますので、廃棄しないでください。(針キャップは、捨ててください。)

△注意

- ◆ 注射針の保護シールが破損している場合は使用しないでください。また、他の人が使用した注射針を使用しないでください。感染症の原因となることがあります。



- ◆ 注射針を斜めから刺さないでください。後針が曲がり液が出なくなることがあります。

- ◆ 針を曲げたり傷つけないでください。注射時の痛みのもとになります。針が折れて皮下に残ることがあります。

- ◆ 針を曲げたり傷つけないでください。注射時の痛みのもとになります。針が折れて皮下に残ることがあります。

② 空打ち

空打ちを行います。

- ・毎回注射する前
- ・注射針を曲げるなどして新しい針に交換したとき

空打ちにより、針先から液が出ることを確認します。また、カートリッジ内に気泡ができることがあります。空打ちで気泡を抜きます。

1. ダイヤルを回し、0.05mgに設定します(C)。

2. 針先を上に向けて本剤を持ち、カートリッジの上部を指で軽く数回はじきます。カートリッジ内の気泡を上部に集めます(D)。

3. 針先を上に向けたまま注入ボタンを押し込みます。

針先から液が出て、ダイヤル表示は「0」に戻ります。液が出ない場合はこの操作を数回繰り返してください。

◆ 新しいものをはじめて使う場合に、6回空打ちを行つても液が出ないときは、使用しないでください。

◆ カートリッジ内のごく小さな気泡は完全に打ち出することはできませんが、これは異常ではありませんので「③投与量の設定」の項に進んでください。

△注意

- ◆ 注射針をつけずに、ダイヤルを回して注入ボタンを押さないでください。

- ◆ 後針が曲がりゴム栓に刺さっていない場合、または針穴が詰まっている場合、空打ちを繰り返しても液は出てきません。このような場合は、新しい注射針に交換し、再度空打ちを行ってください。

③ 投与量の設定

本剤のダイヤルは0.05~4.0mgまで0.05mgきざみで回ります。ただし、カートリッジ内の残量が4.0mgより少ない場合は、それ以上ダイヤルは回りません。ダイヤルが止まったときの値が、カートリッジ内の残量を示します。

△注意

- ◆ ダイヤルが止まったら、それ以上無理に回さないでください。故障の原因となります。

1. ダイヤル表示が「0」になっていることを確認してください。

2. 残量目盛でカートリッジのおよその残量を確認します。ダイヤルは、カートリッジ内の残量以上回りません。

3. ダイヤルを回し、注射する量に合わせます(E)。

- ・0.05mgごとに「カチツ」という手ごたえがします。
- ・回しすぎたときは逆に回してください。投与量設定時と異なる音がしますが、故障ではありません。

◆ ダイヤルを戻すとき、注入ボタンを押さないでください。針先から液が押し出されてしまいます。

◆ 残量が注射する量より少ない場合は、次のいずれかで対処してください。

① 新しいものに交換し、空打ちした後、主治医に指示された量を注射する。

② 残量分を注射した後、新しいものに交換し、空打ちした後、不足分を注射する。

△注意

- ◆ 残量目盛ではおよその量しかわかりません。注射する量をはかる目的で使用しないでください。

④ 注射

1. 主治医に指示された方法で針を刺してください。

2. 注入ボタンをダイヤル表示が「0」に戻るまで、真上から押し込んでください(F)。

- ・注入ボタンを押すとダイヤル表示の部分が回りますので、指が触れないとよいようにしてください。
- ・ダイヤルを回すだけでは、薬液は注入できません。必ず注入ボタンを押してください。

△悪い例



3. 完全に成長ホルモンを注入するため、6秒以上針を刺したままにしてください(F)。

4. 針を抜いてください(G)。

- ◆ 針を抜いた後、針先に滴がついていることがあります。注入した量に影響はありません。
- ◆ まれにカートリッジ内に血液が混入することがあります。万一カートリッジ内に血液が混入した場合は、新しいものをご使用ください。

△注意

- ◆ 投与量、注射回数、注射時間、注射する部位等は、必ず主治医の指示に従ってください。

- ◆ 残量目盛ではおよその量しかわかりません。注射する量をはかる目的で使用しないでください。

⑤ 注射が終わったら

1. 注射針に針ケースをまっすぐつけ、針ケースごと回します(H)。

- ・針キャップは、つけないでください。針を刺して思わずがをすることがあります。

2. まっすぐ引っぱってはします(I)。

3. 使用済みの注射針は、取り扱いに十分注意し、主治医の指示に従って危険のないように捨ててください。

4. ペンのキャップをつけてください。

△注意

- ◆ 第三者への感染症の伝播等を防止するため、使用済みの注射針の廃棄方法については主治医の指示に必ず従ってください。

- ◆ 針ケースを斜めからつけると、注射針が針ケースを突き抜けことがあります。

- ◆ 注射後は必ず注射針をはずしてください。注射針は毎回新しいものを、必ず注射直前に取り付けてください。(「④保管とお手入れ」の項参照)

廃棄する際には、注射針をはずし、主治医の指示に従って危険のないように捨ててください。

◆保管とお手入れ

保管

- ・冷蔵庫に入れ、凍結を避け保管してください。
- ・使用開始後35日以内に使用してください。
- ・必ずキャップをつけて保管してください。

お手入れ

- ・汚れは、中性洗剤を含ませたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・ほこりやゴミは、やわらかいブラシで吹き払った後、やわらかい布で軽く拭いてください。

△注意

- ◆次のような場所を避けてください。故障の原因となったり、品質に影響を及ぼすことがあります。
 - ・ほこりやゴミが付着しやすい場所
 - ・汚れやすい場所
 - ・水のかかりやすい場所
 - ・直射日光の当たる場所
- ◆外箱及び本剤に表示してある使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- ◆保管するときは必ず注射針をはずしてください。注射針をはずさずに保管すると、温度変化等により針先から液が漏れたり、カートリッジ内に気泡ができることがあります。針詰まりや感染の原因となるおそれもあります。
- ◆本剤や注射針等は、お子様の手の届かないところに保管してください。落としたり衝撃を与えると故障の原因となることがあります。また、万一お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

△注意

- ◆直接水で洗ったり油をさしたりしないでください。故障の原因となることがあります。万一水等がかかった場合は、吸水性のあるやわらかい布で拭いてください。

大切な注意です

使用説明書も併せて必ずお読みください

ノルディトロピン® フレックスプロ®注を注射される方へ

1. 保管に関する注意

- 1) 本剤は冷蔵庫で保管してください。冷蔵庫内では、食物などとは区別して外箱などに入れたまま、清潔に保存してください。
ただし凍らせないようにしてください（フリーザーの中には入れないでください）。凍らせた場合は、使用しないでください。
- 2) 直射日光にあたるところ、自動車内などの高温になるおそれのあるところには置かないようにしてください。
- 3) 使用開始後は、35日以内に使用してください。
- 4) 外箱及び本剤に表示してある使用期限を過ぎたものは、使用しないでください。

2. ご使用に関する注意

- 1) 注射時刻、注射の方法などについては、主治医の指導を受け、正しく注射してください。
- 2) 注射する前には、手指を石けんでよく洗ってください。
- 3) 注射針を取り付ける前には、カートリッジのゴム栓を消毒用アルコール綿でていねいに拭いてください。
- 4) カートリッジにひびが入っている場合は使用しないでください。
- 5) 使用中に液が変色した場合は使用しないでください。
- 6) 1本の本剤を他の人と共有しないでください。

ノルディトロピン®、フレックスプロ®は Novo Nordisk Health Care AG の登録商標です。
ペニードル®は Novo Nordisk A/S の登録商標です。

◆故障かなと思ったら

これらの対処を行っても問題が解決できない場合は、主治医に相談してください。

現象	原因	対処
注射針がつけられない	右の①、②の順で対処してください。	①注射針を交換してください。 ②注射針を交換してもつかない場合は、本剤を交換してください。
主治医から指示された量に設定できない ダイアルが回らない	本剤ではカートリッジ内の残量以上の量を設定できません。右の①、②のいずれかで対処してください。	①新しいものに交換し、空打ちした後、主治医に指示された量を注射してください。 ②残量分を注射した後、新しいものに交換し、空打ちした後、不足分を注射してください。
空打ちのとき、液が出ない	カートリッジの中に気泡が入っています。	気泡が抜け、液が出るまで空打ちを続けてください。 ◆ごく小さな気泡は完全に打ち出すことはできませんが、これは故障ではありません。
	注射針が曲がっている、または針穴が詰まっています。	新しい注射針に交換してください。 ◆注射針は「①注射針の取りつけ」の説明どおり正しく取りつけてください。 また、使用前に針を曲げたり傷つけないでください。
注射の後、ダイアル表示が「0」に戻っていない (空打ちでは、液が出た)	注入ボタンを、ダイアル表示が「0」になるまで押し込んでください。	・注入ボタンを、ダイアル表示が「0」になるまで押し込んでください。 ・注射針を抜いた後に気づいた場合は、ダイアル表示に表示されている量を記録してください。注射針を交換し、空打ちをした後、記録した量を注射してください。
カートリッジのゴム栓が膨らんでいる	・注射針が正しく装着できていないときに、投与量を設定して注入ボタンを押しました。 ・注射針をつけずに、投与量を設定して注入ボタンを押しました。	注射針を通常どおり取りつけてください。針先から薬液が出てきます。その後、空打ちをしてから注射を行ってください。 投与量には問題ございません。 ◆注射針は「①注射針の取りつけ」の説明どおり正しく取りつけてください。

◆当社は、厳密な品質管理のもとに本製品を皆様のお手元にお届けしておりますが、万一故障や何らかの不具合がある場合は決して使用せず、主治医にご相談ください。

◆本剤は、JIS T 3226-1(医療用ペニ形注入器—第1部：ペニ形注入器—要求事項及びその試験方法)に適合しています。

【お問い合わせ】
ノボケア相談室(フリーダイヤル)
0120-180363
受付:月曜日から金曜日まで
(祝祭日・会社休日を除く)
午前9時～午後6時

製造販売元
ノボノルディスクファーマ株式会社
東京都千代田区丸の内2-1-1
www.novonordisk.co.jp

